

Objektivadapter für Mikroskope M50 / M80

Objective Adapters for Microscopes M50 / M80

solino™



Diese Adapter können mit Mikroskopen mit M60x1 Objektivgewinde benutzt werden. Z.B.:


- Leica M50 / M80
- Wild M8

Sie ermöglichen somit die Nutzung unterschiedlicher Objektive.

These adapters can be used with all Microscopes using the M60x1 objective thread. This includes:


- Leica M50 / M80
- Wild M8

They adapt the different Objective-Threads.



M50/M80 Objectives
M60x1

043-300023	Adapter OD M60x1 / ID M50x1
10 450 243	Adapter OD M60x1 / ID M65x1.5



	A	B	C	D
043-300023	M50x1	M60x1	12 mm	62 mm
10 450 243	M65x1.5	M60x1		